

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ap3B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00203

Número de artículo: CM0027171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AP3B1 validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Reconoce la subunidad beta-1 del complejo AP-3 (O00203) de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la clasificación de proteínas lisosomales y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP3B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8546
GeneID	8546
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 895-1094 del AP3B1 humano (NP_003655.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00203
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo