


Anticuerpo Policlonal De Conejo Baz1A Para Wb, Elisa - Q9Nrl2

Número de artículo: CM0028502



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo BAZ1A validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al factor de remodelación de cromatina ACF1 involucrado en la replicación y transcripción del ADN. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo BAZ1A
Observaciones/Alias	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1347-1556 de BAZ1A humano (NP_038476.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRL2
Peso Proteico	179kDa
Envío	Bolsa de hielo