

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Ca19-9 Para If/Icc Y Elisa - Ca19-9

Número de artículo: CM0002442

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Ratón (mAb) CA19-9 para aplicaciones de inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Exhibe reactividad cruzada con muestras humanas. Inmunógeno derivado de la línea celular de carcinoma de colon humano SW1116. Ideal para investigación en cáncer gastrointestinal y abastecimiento de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón CA19-9
Inmunógeno	Línea celular de carcinoma de colon humano SW1116
Especie Huésped	Ratón
Categoría de Anticuerpo	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo