

Anticuerpo Policlonal De Conejo Calu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Número de artículo: CM0030100

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CALU (O43852) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. La calumenina regula la carboxilación dependiente de vitamina K y la unión de calcio. Ideal para la investigación del ER/Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	CALU pAb de Conejo
Observaciones/Alías	CALU; calumenina
Especie	Humano
ID de Gen	813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-315 de la CALU humana (NP_001210.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43852
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo