

Anticuerpo Policlonal De Conejo Caspase-10 Para Wb, Elisa - Q92851

Número de artículo: CM0013231

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Caspase-10 es un anticuerpo policlonal específico de humano validado para WB y ELISA. Se dirige a la caspasa iniciadora de apoptosis de 59 kDa, ideal para la investigación de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspase-10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; Caspase-10
Especie	Humano
GeneID (humano)	843
GeneID	843
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-521 de la Caspase-10 humana (NP_116759.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92851
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo