

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11802

Número de artículo: CM0006590



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la CDK4 humana (PSK-J3). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 34 kDa. Ideal para estudios del ciclo celular, cáncer y la vía de RB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDK4 de conejo
Observaciones/Alias	CMM3; PSK-J3; CDK4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-303 de la CDK4 humana (NP_000066.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11802
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo