


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cited2 Para Wb Y Elisa - Q99967

Número de artículo: CM0020003



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CITED2 validado para Western blot y ELISA. Detecta la proteína CITED2 humana y presenta reactividad cruzada con rata; peso molecular previsto de 28 kDa. Ideal para estudiar la regulación transcripcional y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CITED2
Observaciones/Sinónimos	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
Especie	Humano
GeneID (humano)	10370
GeneID	10370
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CITED2 humano (NP_001161860.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q99967
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo