

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Gasdermina B Escindida (Terminal C) Para Wb Y Elisa - Q8Tax9

Número de artículo: CM0007704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Gasdermina B escindida (Terminal C) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, dirigido al fragmento C-terminal tras la escisión mediada por granzima. Ideal para la investigación de piroptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo mAb de Conejo contra Gasdermina B Escindida (Terminal C)
Observaciones/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermina B Escindida (Terminal C)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55876
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos que rodean el Ser245 de la Gasdermina B humana (NP_001159430.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TAX9
Peso Proteico	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo