


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cmpk1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Número de artículo: CM0025776



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CMPK1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce la quinasa UMP-CMP humana y de ratón, involucrada en la biosíntesis de pirimidinas. Ideal para la investigación del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CMPK1
Observaciones/Alias	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51727
GeneID	51727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-228 de CMPK1 humano (NP_057392.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30085
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo