


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Colgalt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj5

Número de artículo: CM0019629



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COLGALT1 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la procollagen galactosiltransferasa 1 para estudios de glicosilación del colágeno y formación de la triple hélice.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | COLGALT1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias           | BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1                                                                                                     |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                  |
| ID del gen (Humano)           | 79709                                                                                                                                   |
| ID del gen                    | 79709                                                                                                                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-230 de la COLGALT1 humana (NP_078932.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada           | Humano, ratón, rata                                                                                                                     |
| SWISS                         | Q8NBJ5                                                                                                                                  |
| Peso molecular de la proteína | 72 kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                          |