

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Complemento C3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P01024

Número de artículo: CM0028826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Complemento C3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inmunidad innata e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Complemento C3 pAb de conejo
Notas / Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complement C3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	718
ID de gen	718
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01024
Peso de la proteína	187kDa
Envío	Bolsa de hielo