


Anticuerpo Policlonico Cop1 Para Wb Y Elisa - Q8Nhy2

Número de artículo: CM0023210



Introducción

Anticuerpo Policlonico COP1 (pAb) validado para WB y ELISA. Adecuado para investigar el papel de COP1 en la ubiquitinación, degradación de p53 y vías de supervivencia celular. Reactividad cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb policlonico COP1 de conejo
Notas/Alias	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64326
ID del Gen	64326
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 582-731 de la COP1 humana (NP_071902.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHY2
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo