

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q04695

Número de artículo: CM0014108

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la citoqueratina 17 humana (KRT17) para su uso en Western blot (WB), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en biología epitelial y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la citoqueratina 17 (KRT17)
Observaciones/alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citoqueratina 17 (KRT17)
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3872
ID del gen	3872
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 133-432 de la citoqueratina 17 humana (KRT17) (NP_000413.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q04695
Peso proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo