


## Pab De Conejo Ddx3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000571

Número de artículo: CM0030384



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a DDX3 humano (000571) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Participa en el metabolismo de ARN, la regulación de la traducción y la señalización inmune innata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo DDX3                                                                                               |
| Observaciones/Alias | DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID del gen (Humano) | 1654                                                                                                             |
| ID del gen          | 1654                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de DDX3 humano (NP_001347.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                    |
| SWISS               | 000571                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 73kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |