


Desmoplakin Rabbit Mab Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15924

Número de artículo: CM0007972



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Desmoplakin validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína desmosómica de ~332 kDa, ideal para investigaciones sobre adhesión celular, cardiomiopatía y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmoplakin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DP; DCWHKTA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2609-2822 del Desmoplakin humano (NP_004406.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Envío	Bolsa de hielo