


Egfr Ac Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0007424



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR de alta afinidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Apoya la investigación sobre la señalización del receptor de EGF, la biología del cáncer y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EGFR Ac mAb
Observaciones/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor del factor de crecimiento epidérmico
Especie	Humano
ID de gen	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo