

Anticuerpo Policlonal De Conejo Eno2 Para Wb Y Elisa - P09104

Número de artículo: CM0026027



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ENO2 dirigido a la gamma-enolasa humana (NSE) para Western blot y ELISA. Reactividad cruzada validada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la glucólisis, neuroprotección y biomarcadores del cáncer.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo ENO2
Observaciones/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2026
ID del Gen	2026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de ENO2 humano (NP_001966.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09104
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo