


Enpp2 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q13822

Número de artículo: CM0020502



Introducción

ENPP2 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido contra la lisofosfolipasa D ENPP2/ATX humana y de ratón (Q13822) para la investigación de la vía del ácido lisofosfatídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENPP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5168
GeneID	5168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 564-863 de ENPP2 humana (NP_001035181.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13822
Peso molecular	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo