

Etf1 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P62495

Número de artículo: CM0030520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETF1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce ETF1 humano, de ratón y de rata (49 kDa), un factor de terminación de la traducción. Ideal para estudiar la síntesis de proteínas y la degradación mediada por sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETF1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2107
GeneID	2107
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 278-437 del ETF1 humano (NP_004721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62495
Peso proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo