

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fcrl3 Para Wb Y Elisa - Q96P31

Número de artículo: CM0016029

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCRL3 humano (CD307c, MAIA), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en biología de células B, inmunología y fertilización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCRL3 Rabbit pAb
Notas / Alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Especie	Humano
GeneID (humano)	115352
GeneID	115352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-720 de FCRL3 humano (NP_443171.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P31
Peso de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo