

Fgf14 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q92915

Número de artículo: CM0030704

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de crecimiento fibroblástico 14 humano (FGF14), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo y la función del sistema nervioso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGF14 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2259
ID del gen	2259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-252 de FGF14 humano (NP_787125.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92915
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo