

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Número de artículo: CM0003442

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FGF2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta FGF2 humano (bFGF), un factor de crecimiento de unión a heparina involucrado en la proliferación celular, la diferenciación y la angiogénesis. Ideal para estudios de oncología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FGF2
Observaciones/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Especie	Humano
GeneID	2247
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de FGF2 humano (NP_001997.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09038
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo