


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Gstm1 Para Wb, Elisa - P30711

Número de artículo: CM0004219



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GSTT1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Inmunógeno: GSTT1 recombinante (aa 1-240). Para estudios de glutatión Sión transferasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTT1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSTT1
Especie	Humano
GeneID	2952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del GSTT1 humano. (NP_000844.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30711
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo