

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hcg Beta Para Elisa, Wb, Ihc-P - P0Dn86

Número de artículo: CM0006686



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-hCG Beta para ELISA, WB, IHC-P. Específico para la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Inmunógeno recombinante; 18kDa. Esencial para la investigación del embarazo y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-hCG Beta
Observaciones/Alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; hCG Beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1082
GeneID	1082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-165 de la hCG Beta1 humana (NP_000728.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	ELISA, WB, IHC-P
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P0DN86
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo