


Mab De Conejo Anti-Hdac8 Para Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9By41

Número de artículo: CM0008366



Introducción

mAb de conejo anti-HDAC8 validado para IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Se dirige a la histona desacetilasa 8, un regulador clave de la cromatina implicado en la transcripción y el ciclo celular. Adecuado para investigación en epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HDAC8
Observaciones/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55869
GeneID	55869
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la HDAC8 humana (Q9BY41).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY41
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo