

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hes5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ta89

Número de artículo: CM0011972

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HES5 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce HES5 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la neurogénesis y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HES5
Observaciones/Alias	bHLHb38; HES5
Especie	Humana
GeneID (humano)	388585
GeneID	388585
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 12-142 de HES5 humano (Q5TA89)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q5TA89
Peso molecular	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo