

## Ac Pab De Conejo Anti-Hoxb5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Número de artículo: CM0027933

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HOXB5 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Ideal para biología del desarrollo e investigación de transcripción. Aproximadamente 29 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | pAb de conejo anti-HOXB5                                                                                           |
| Observaciones/Alíase | HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5                                                                          |
| Especie              | Humano                                                                                                             |
| ID de gen (Humano)   | 3215                                                                                                               |
| ID de gen            | 3215                                                                                                               |
| Inmunógeno           | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 170-269 del HOXB5 humano (NP_002138.1) |
| Fuente               | Conejo                                                                                                             |
| Categoría            | Anticuerpos policlonales                                                                                           |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reactividad cruzada  | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS                | P09067                                                                                                             |
| Peso proteico        | 29kDa                                                                                                              |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                     |