

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Icam-1/Cd54 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Número de artículo: CM0005476

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICAM-1/CD54 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con ratón y rata. Esencial para el estudio de la adhesión y trans migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ICAM-1/CD54
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM-1/CD54
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	3383
GenelD	15894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 de ICAM-1/CD54 de ratón (NP_034623.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso molecular de proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo