

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ikb-Z Para Ihc-P, Elisa - Q9Byh8

Número de artículo: CM0021161



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IκB-ζ humano (NFKBIZ), validado para IHC-P/ELISA con reactividad cruzada en ratón. Ideal para investigación de señalización NF-kappa-B e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IκB-ζ
Observaciones/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Especie	humano
GeneID (Humano)	64332
GeneID	64332
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IκB-ζ humano (NP_113607.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9BYH8
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo