


Anticuerpo Monoclonal De Conejo IL18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14116

Número de artículo: CM0006418



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra IL18 humano (Interleucina-18). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de inmunidad de células Th1/NK e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL18 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3606
GeneID	3606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 del IL18 humano (NP_001553.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14116
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo