

Anticuerpo Policlonico De Conejo Insrr Para Wb, Elisa - P14616

Número de artículo: CM0017739



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a INSRR humano (IRR) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. La proteína relacionada con el receptor de insulina actúa como una receptor tirosina quinasa sensible al pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo INSRR
Notas/Alias	IRR; INSRR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3645
GeneID	3645
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 747-921 de INSRR humano (NP_055030.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14616
Peso Molecular	144kDa
Envío	Bolsa de hielo