


Kcnmb2 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q9Y691

Número de artículo: CM0016967



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KCNMB2 validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Objetivo subunidad beta-2 del canal BK, modulando la inactivación del canal de potasio KCNMA1. Adecuado para la investigación de canales iónicos en tejidos neurológicos y renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNMB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KCNMB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10242
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-194 del KCNMB2 humano (NP_005823.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y691
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo