


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccnt1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

Número de artículo: CM0007726



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado contra la Ciclina T1 (CCNT1) humana, esencial para la elongación transcripcional. Adecuado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Ideal para aplicaciones de investigación sobre transcripción y VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] CCNT1 mAb de Conejo
Observaciones / Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	904
ID de Gen	904
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 621-720 de la Ciclina T1 humana (NP_001231.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60563
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo