

[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal Anti-Erk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27361

Número de artículo: CM0013511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERK1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] ERK1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Especie	Humano
ID del gen	5595
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de ERK1 humano (NP_002737.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P27361
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo