


[Validado Por Kd] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lc3B Para Wb, If-P, Ihc-P Y Elisa - Q9Gzq8

Número de artículo: CM0026319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LC3B validado por KD de CamelBio. Diseñado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con LC3B de humano, ratón y rata. Es una herramienta fundamental para el estudio de vías de autofagia y mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] LC3B Rabbit pAb
Notas/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81631
GeneID	81631
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la LC3B humana (NP_073729.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZQ8
Peso molecular de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo