

[KD Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lypla1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Número de artículo: CM0010553



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LYPLA1 humano (APT1/LPL1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la acil-proteína tioesterasa 1 involucrada en la despalmitoilación de proteínas y el metabolismo de lisofosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] LYPLA1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
Especies	Humano
ID del Gen	10434
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de LYPLA1 humano (NP_006321.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75608
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo