

Anticuerpo Policlonal Anti-Brg1/Smarca4 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51532

Número de artículo: CM0020613



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra BRG1/SMARCA4, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para investigación en remodelación de cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] BRG1/SMARCA4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6597
ID del Gen	6597
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 680-770 de BRG1/SMARCA4 humano (NP_003063.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51532
Peso Molecular de la Proteína	185kDa
Envío	Bolsa de hielo