

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calnexina Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Número de artículo: CM0012533

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO que se dirige a la Calnexina humana (P27824), un chaperón del retículo endoplásmico (ER) implicado en el plegamiento de glucoproteínas y el control de calidad. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Calnexina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CNX; P90; IP90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	821
GeneID	821
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Calnexina humana (NP_001737.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P27824
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo