

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk4 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P11802

Número de artículo: CM0002256



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido al CDK4 humano (P11802), adecuado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, mono. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMM3; PSK-J3; K4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo