


## [Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csde1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Número de artículo: CM0030220



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra CSDE1 (UNR), apto para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta CSDE1 humano y de ratón. Ideal para investigación sobre regulación traduccional y gránulos de estrés.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado KO] CSDE1 Rabbit pAb                                                                |
| Observaciones/Alias | UNR; D1S155E; E1                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 7812                                                                                          |
| GeneID              | 7812                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 369-600 de CSDE1 humano (NP_009089.4) |
| Origen              | Conejo                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                      |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                 |
| SWISS               | O75534                                                                                        |
| Peso de la proteína | 89 kDa                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                |