


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina B1 Validado Por Ko Para Wb Y Elisa - P14635

Número de artículo: CM0003953



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Ciclina B1 validado por KO para aplicaciones de WB y ELISA, que reacciona con material humano. Se dirige a un regulador clave del ciclo celular esencial para la transición G2/M y la activación de CDK1. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] Ciclina B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CCNB; B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	891
GeneID	891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3-177 de la Ciclina B1 humana (P14635)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14635
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo