


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina D1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24385

Número de artículo: CM0003775



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a la Ciclina D1 (BCL1/PRAD1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la transición del ciclo celular G1/S y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ciclina D1
Observaciones/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	595
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 196-295 de la Ciclina D1 humana (P24385).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24385
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo