


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Elisa - P04626

Número de artículo: CM0019307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HER2/ErbB2 [KO Validado] de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA. Dirigido contra HER2/ErbB2 humano, una tirosina cinasa receptora sobreexpresada en muchos tipos de cáncer. Ideal para la investigación oncológica y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HER2/ErbB2 de conejo [KO Validado], anticuerpo policlonal
Observaciones/Sinónimos	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
Especie	Humano
GeneID	2064
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1156-1255 de HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso de la proteína	138 kDa
Envío	Bolsa de hielo