

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15365

Número de artículo: CM0018959



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra hnRNP E1/PCBP1 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata, con un peso molecular de 37 kDa. Ideal para el estudio de funciones de proteínas de unión a ARN, eritropoyesis y mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado KO] hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Especie	Humano
ID génico	5093
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de hnRNP E1/PCBP1 humano (NP_006187.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15365
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo