


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hprt1 Para Wb, Elisa - P00492

Número de artículo: CM0028117



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HPRT1, validado para aplicaciones de knockout. Adecuado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata, apoyando la investigación de la vía de rescate de purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KO] HPRT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3251
GeneID	3251
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de HPRT1 humana (NP_000185.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00492
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo