

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Conejuno Anti-Litaf Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Número de artículo: CM0027160

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra LITAF humano, adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta proteína de 17 kDa en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de tráfico endosomal y citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] LITAF Conejuno pAb
Observaciones/Alias	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9516
ID del Gen	9516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de LITAF humano (NP_004853.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99732
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo