


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt4/Carm1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55

Número de artículo: CM0022784



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta proteínas de humano, ratón y rata; ideal para investigación de transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PRMT4/CARM1 Rabbit pAb
Notas / Alias	PRMT4; M1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10498
ID del gen	10498
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 486-603 de PRMT4/CARM1 humano (NP_954592.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86X55
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo