

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Número de artículo: CM0024224



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PTBP1 validado por KO para western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PTBP1 humano, de ratón y rata, un regulador clave del empalme. Ideal para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] PTBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5725
GeneID	5725
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PTBP1 humano (NP_114368.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26599
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo