

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rad23A Para Wb, Elisa - P54725

Número de artículo: CM0020598



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra Rad23A humana. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación de reparación del ADN y desmetilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Rad23A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HR23A; HHR23A; 3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5886
GeneID	5886
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-363 de Rad23A humana (NP_005044.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo