

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpinb5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Número de artículo: CM0015315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERPINB5 humano (maspina), validado mediante WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre supresores tumorales e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SERPINB5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PI5; maspina; B5
Especie	Humano
ID del gen	5268
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-189 de SERPINB5 humano (NP_002630.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P36952
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo